

Generieke Versie Testplan & Validatie

EVS Prescriptor 2

Document management

Auteur	Datum	Versie	Opmerkingen
Dorothee	sep 2020	concept 0.1	
Dorothee	sep 2020	def 1	
Rolf	28 juni 2022	1.3	
Dorothee	29 juni 2022	1.4	Vragen toegewezen aan Rolf en Bob
Rolf	6 juli 2022	1.5	herhaalreceptuur-casussen verwijderd doseringscontrole-casussen verwijderd
Dorothee	1 augustus 2024	1.6	Adres, naam, titel, datum en status aangepast.
Marijn	6 augustus 2024	1.7	Tegenlezen + bevindingen
Dorothee	6 augustus 2024	def 2	
Marijn	27+30 augustus 2024	def 2.1	Bevindingen opgelost
Dorothee	30 augustus 2024	def 2.2	vervanging screenshot en opdracht naar Marijn Kayan voor verzending van doc in pdf vorm: zonder voorblad documentbeheer (haal ik weg) en met MDr gegevens. Pdf staat in def doc pdf map.
Dorothee	6 november 2024	def 2.1	opm Bob opgelost

Document management	2
1 Inleiding	4
1.1 Check bij start testplan	4
1.2 Gebruik van de CreateRx module	5
2 Functionele tests medicatiebegeleiding	7
2.1 Casus 1 - medicatiebegeleiding op contra-indicatie	7
2.2 Casus 2 - medicatiebegeleiding op leeftijd	8
2.3 Casus 3 - medicatiebegeleiding op allergie	9
2.4 Casus 4 - medicatiebegeleiding op geslacht	10
3 Functionele tests medicatiebewaking	11
3.1 Casus 5a - geneesmiddelinteractie MFB [M] + dubbelmedicatie [D]	11
3.2 Casus 5b - geneesmiddelinteractie [M]	11
3.3 Casus 5c - pseudo-dubbelmedicatie [D] - mogelijk rationeel	13
3.4 Casus 5d - pseudo-dubbelmedicatie [D] - niet rationeel	14

3.5 Casus 6 - contra-indicatie	16
3.6 Casus 7 - allergie [A]	18
3.7 Casus 8 - leeftijd [L]	19
3.8 Casus 9 - opiumwet [O]	21
4 Contact & support	21

1 Inleiding

Dit document beschrijft het testplan om een nieuwe versie van Prescriptor te testen en te valideren door Prescriptor-ontwikkelaars en hostsystemen (b.v. HISsen) alvorens deze in productie te nemen. De Prescriptor-ontwikkelaars van Digitalis testen elke update.

Hostsystemen leggen jaarlijks hun bevindingen vast in een rapport.

De hashtags met nummer verwijzen naar de bijbehorende checklist. Deze items dienen na controle te worden geparafeerd op de checklist.

1.1 Check bij start testplan

Voordat er begonnen kan worden met testen, dienen eerst de informatie over de versies geverifieerd te worden:

1. Start Prescriptor op door een ICPC-code in te vullen of via CreateRx.
2. Klik op Praktijkinstellingen onderaan de pagina.
3. Noteer de volgende gegevens. Advies is dit te doen in de vorm van screenshots:

Praktijknaam

Prescriptor versie

G-Standaard versie

Formularium licentie(s) en omschrijving(en)

The screenshot shows the 'PRESCRIPTOR' application interface. At the top, there are navigation links: 'nhg Richtlijnen (1)', 'Thuisarts.nl (5)', 'nhg Patiëntafbeeldingen', and 'Medicatiebegeleiding'. Below this, a list of system parameters is displayed:

- Licentie sleutel: bY2JaEzj8PVqZX5k
- Gebruikersnaam: default_user
- Prescriptor versie: 2.4.2.10
- G-standaard versie: <https://gstandaard.digitalis.nl>
- Database: prescriptor_2_1_3_2
- Environment: rc
- CRE service version: 1.0.20211118.0122

Below the parameters, the 'Praktijkinstellingen' (Practice Settings) section is visible. It has three tabs: 'Formulariumvoorkeuren' (selected), 'Selectiecriteria', and 'Algemene voorkeuren'. Under the 'Formulariumvoorkeuren' tab, there is a table with the following data:

Formularium	Omschrijving	Licentie tot	Gebruiken	Volgorde
NHG Rx	Juni 2024 - GSTD 2024-07	31 January 2025	☒	

Praktijkinstellingen

Formulairumvoorkeuren
Selectiecriteria
Algemene voorkeuren

Indicaties	Therapie schema's	Therapie clusters	Recepten
☐ Contra-indicatie	☐ Contra-indicatie	☐ Contra-indicatie	☐ Contra-indicatie
☐ Allergie	☐ Allergie	☐ Allergie	☐ Allergie
☒ Leeftijd	☒ Leeftijd	☒ Leeftijd	☒ Leeftijd
☒ Geslacht	☒ Geslacht	☒ Geslacht	☒ Geslacht

Standaardwaarden

Klik op het tabblad Selectiecriteria en klik vervolgens onderaan op Standaardwaarden om de basis-Standaardwaarden aan te zetten: leeftijd en geslacht aangevinkt bij alle vier.

1.2 Gebruik van de CreateRx module

Kan een zorgverlener geen gebruik maken van het ICPC coderingssysteem (wat het geval is bij GGZ-systemen), dan wordt de CreateRx module ingezet. Via CreateRx kan Prescriptor direct vanuit een ZIS worden aangeroepen als webservice, inclusief het versturen van de patiëntcontext.

De cases in dit testplan zijn gebaseerd op het aanroepen van Prescriptor met een ICPC-code. Om de testen ook met de CreateRx module uit te voeren moet als volgt te werk worden gegaan.

- Maak eerst de testpatiënt aan in het dossier zoals beschreven bij de casus en start CreateRx:

PRESCRIPTOR

nhg Richtlijnen

Thuisarts.nl

nhg Patiënt afbeeldingen

Medicatiebegeleiding

Maak recept
Zoek recept
Zoek indicatie

- Selecteer het tabblad 'Zoek indicatie' en vul de gevraagde ICPC-code in. Klik dan op de tab-knop Zoek indicatie:

PRESCRIPTOR

nhg Richtlijnen

Thuisarts.nl

nhg Patiënt afbeeldingen

Medicatiebegeleiding

Maak recept

Zoek recept

Zoek indicatie

k86

Zoek indicatie

K86.0 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

Annuleren

- Nu verschijnt een soortgelijk scherm als weergegeven bij de casus en kan de functionaliteit volgens de beschrijving in de casus worden gecontroleerd:

PRESCRIPTOR

nhg Richtlijnen (1)

Thuisarts.nl (3)

nhg Patiënt afbeeldingen

Medicatiebegeleiding

Maak recept

Zoek recept

Zoek indicatie

K86.0 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

Zoek indicatie

Indicaties (4) Tonen ▼

➔ Cardiovasculair risicomangement (CVRM) - Digitalis Testplan

Therapie schema's (22) Tonen ▼

➔ CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus en/of astma en/of COPD:Stap 1: thiazidediureticum

Therapie clusters (3) Eigen keuze

Niet-medicamenteuze adviezen

➔ thiazidediureticum

kaliumsparend diureticum

Alert	R/	d.	S.	
	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	
	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG	90 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	
	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 25MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	
	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 25MG	90 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	
	CHLOORTALIDON TABLET 12,5MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	
	CHLOORTALIDON TABLET 12,5MG	90 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	
	CHLOORTALIDON TABLET 25MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	
	CHLOORTALIDON TABLET 25MG	90 ST	1 maal per dag 1 tablet 's morgens	

2 Functionele tests medicatiebegeleiding

De functionele tests schetsen de context van een patiënt zodat het tot een specifiek medicatiebegeleidings- of medicatiebewakingssignaal moet leiden. De context van de patiënt dient vastgelegd te worden in het ZIS alvorens Prescriptor aan te roepen. De simultane controle vindt plaats door dezelfde context van de patiënt vast te leggen in Hostapp, de simulatie van een hostsysteem (XIS). Het resultaat in Prescriptor dient in beide situaties identiek zijn.

2.1 Casus 1 - medicatiebegeleiding op contra-indicatie

Patiëntcontext

Leeftijd:	22 jaar
Geslacht:	V
Allergie(ën):	geen
Contra-indicatie(s):	Diabetes (T90/190)
Actueel geneesmiddelgebruik:	geen
ICPC:	K86.0 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

Analyse Prescriptor

1. Roep Prescriptor aan met de indicatie: 'K86.0 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging'
2. Selecteer de volgende indicatie:
 - Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) - Digitalis Testplan
3. Controleer of de weergave van de therapieschema's overeenkomt met items:
 - Laat 10 van de 22 therapieschema's zien (**2.1#1**), waarvan 4 met **groen** medicatiebegeleidingssignaal (**2.1#2**):
 - i. CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD:Stap 1: thiazidediureticum
 - ii. CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD:Stap 2: RAS-remmer toevoegen
 - iii. CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD:Stap 3: calciumantagonist toevoegen
 - iv. CVRM met antihypertensiva bij diabetes mellitus, astma of COPD:Stap 4: doseringen verhogen
4. Bij de overige 6 therapieschema's staan geen medicatiebegeleidingssignalen; deze worden altijd getoond (**2.1#3**).

Als nu bij Therapieschema's het gehighlighte therapieschema wordt aangeklikt, worden de overige therapieschema's verborgen.

Als vervolgens Tonen wordt geklikt verschijnen alle 22 therapieschema's, dus ook de eerder onderdrukte met **rode** en **oranje** markering (2.1#4):

5. Controleer de weergave van de geneesmiddelen bij de recepten door op Aanpassen recept (potloodje rechterkant van de receptregel) te klikken. Wordt het PRK niveau getoond (**groen** icoontje in onderstaand receptscherm) (2.1#5)?
6. Zet bij Praktijkinstellingen nu de selectiecriteria voor leeftijd uit op alle niveaus.
7. Klik op Opslaan en ga terug naar Prescriptor.
8. Klik vervolgens op Tonen rechts naast de titel Therapieschema's.

Therapie schema's (26)

Tonen ▼

Er worden nu 26 therapieschema's getoond (2.1#6). De 4 therapieschema's voor leeftijd ouder dan 50 worden door het uitschakelen van de leeftijdscriteria nu niet meer onderdrukt.

Controleer:

- De therapieschema's worden in het **groen/rood/oranje** weergegeven (2.1#7).

NB Zet na deze test bij Praktijkinstellingen de selectiecriteria terug naar de standaardwaarden (2.1#8).

2.2 Casus 2 - medicatiebegeleiding op leeftijd

Patiëntcontext

Leeftijd:	10 jaar
Geslacht:	M
Allergie(ën):	geen
Contra-indicatie(s):	geen
Actueel geneesmiddelgebruik:	geen
ICPC:	U71 - Cystitis/urineweginfectie

Analyse Prescriptor

1. Roep Prescriptor aan met de indicatie: 'U71 - Urineweginfecties'
2. Selecteer de volgende indicatie:
 - U71 - Urineweginfecties - Digitalis Testplan

3. Therapieschema's: laat 2 therapieschema's zien (**2.2#1**):
 - Urineweginfecties bij kinderen: Stap 1a: antimicrobieel middel bij geen aanwijzingen voor weefselinvasie
 - Urineweginfecties bij kinderen: Stap 1b: antimicrobieel middel bij aanwijzingen voor weefselinvasie
4. Selecteer het therapiecluster amoxicilline/clavulaanzuur
1 recept wordt getoond: 'amoxicilline/clavulaanzuur oraal 50/12, 5mg/ml' bij het cluster 'amoxicilline/clavulaanzuur' (**2.2#2**).
5. Controleer eveneens of het pictogram voor het Kinderformularium () verschijnt bij de therapiecluster-titel (**2.2#3**).

2.3 Casus 3 - medicatiebegeleiding op allergie

Patiëntcontext

Leeftijd:	41 jaar
Geslacht:	M
Allergie(ën):	Penicilline allergie (35)
Contra- indicatie(s):	geen
Actueel geneesmiddelgebruik:	geen
ICPC:	D86.0 - Ander ulcus pepticum

Analyse Prescriptor

1. Roep Prescriptor aan met de indicatie: 'D86.0 - Ander ulcus pepticum'
2. Selecteer de volgende indicatie:
 - Maagklachten: beleid na gastroscopie - Digitalis Testplan
3. Laat 9 therapieschema's zien (**2.3#1**).
Kies door aanklikken: Ulcus duodeni: Stap 1: H pylori-eradicatiebehandeling
4. Er worden nu 4 therapieclusters getoond (**2.3#2**), waarvan 1 met **rood** medicatiebegeleidingssignaal (amoxilline + claritromycine + PPI) (**2.3#3**) en 1 met **groen** signaal (metronidazol + claritromycine + protonpompremmer) (**2.3#4**):

Na selectie van het groen aangevinkte therapieschema wordt automatisch het bijbehorende '**groene**' therapiecluster geselecteerd (**2.3#5**).

2.4 Casus 4 - medicatiebegeleiding op geslacht

Patiëntcontext

Leeftijd:	41 jaar
Geslacht:	M
Allergie(ën):	geen
Contra- indicatie(s):	geen
Actueel geneesmiddelgebruik:	geen
ICPC:	U71 - Cystitis/urineweginfectie

Analyse Prescriptor

1. Roep Prescriptor aan met de indicatie: 'U71 - Cystitis/urineweginfectie'
2. Selecteer de volgende indicatie:
 - Urineweginfecties - Digitalis Testplan
3. Therapieschema's:
 - Er worden 2 therapieschema's getoond (2.4#1).
 - Therapieschema voor vrouwen (en kinderen) worden niet getoond (2.4#2).

U71 - Cystitis/urineweginfectie 📌

Indicaties (1)

Verbergen ▲

➡ Urineweginfecties - Digitalis Testplan
--

Therapie schema's (3)

Tonen ▼

➡ Cystitis bij overige risicogroepen:Stap 1: antimicrobieel middel	ⓘ
Cystitis met tekenen van weefselinvasie, acute prostatitis en pyelonefritis:Stap 1: antimicrobieel middel	ⓘ

- Een 3e therapieschema 'Cystitis bij zwangeren: Stap 1: antimicrobieel middel' wordt wel getoond na klikken op Tonen (2.4#3). Aan dit therapieschema is geen leeftijdsfilter gekoppeld, alleen een inclusiecriteria voor zwangerschap.
4. Zet de selectiecriteria voor geslacht uit bij Praktijkinstellingen.
 5. Klik op Tonen bij Therapieschema's:
 - Alle 8 therapieschema's worden getoond (2.4#4). Bij de eerste 6 therapieschema's staat een **rood** medicatiebegeleidingssignaal (2.4#5).

NB Zet na deze test bij Praktijkinstellingen de selectiecriteria terug naar de standaardwaarden (leeftijd en geslacht aangevinkt bij alle selectieniveaus) (2.4#6).

3 Functionele tests medicatiebewaking

3.1 Casus 5a - geneesmiddelinteractie MFB [M] + dubbelmedicatie [D]

Patiëntcontext

Leeftijd:	33 jaar
Geslacht:	M
Allergie(ën):	geen
Contra-indicatie(s):	geen
Actueel geneesmiddelgebruik:	itraconazol
ICPC:	T93.0- Vetstofwisselingsstoornissen

Vorbereiding

- Maak een testpatiënt aan in het dossier: man 33 jaar zonder allergieën en contra-indicaties.
- Start Prescriptor op via indicatie / ICPC: T93
- Selecteer de indicatie: **Geneesmiddel interactie Test - Digitalis Testplan**
- Navigeer bij het therapieschema 'Casus 5: Geneesmiddelinteractie + Dubbelmedicatie' en therapiecluster 'Vorbereiding Casus 5' naar het recept met itraconazol.
- Schrijf dit recept voor door op het groene icon  te klikken en klik op de knop Terug naar dossier linksonder.

Analyse Prescriptor

- Start vervolgens Prescriptor weer opnieuw op met dezelfde ICPC: T93.0
- Aangezien we net itraconazol hebben voorgeschreven voor deze casus, verschijnt nu in dit cluster 'Vorbereiding Casus 5' ook het dubbel-medicatiebewakingssignaal [D] voor het recept met itraconazol (3.1#1).
- Klik vervolgens op het therapiecluster 'Casus 5'.
- In het therapiecluster 'Casus 5' wordt het [M] MFB-medicatiebewakingssignaal getoond voor de receptregel met simvastatine (3.1#2). Het recept met pravastatine vertoont **geen** MFB medicatiebewakingssignaal (3.1#3).

3.2 Casus 5b - geneesmiddelinteractie [M]

Toevoegen van een RAAS-remmer aan een diureticum geeft een medicatiebewakingssignaal, d.w.z. een MFB interactie [M]:

Patiëntcontext

Leeftijd: 28 jaar
Geslacht: V
Allergie(ën): geen
Contra indicatie(s): geen
Actueel geneesmiddelgebruik: hydrochloorthiazide tablet 12,5 mg (1d1t mo)
ICPC: T93.0 - Vetstofwisselingsstoornissen

Voorbereiding

- Maak een testpatiënt aan in het dossier: vrouw 28 jaar zonder allergieën en contra-indicaties.
- Start Prescriptor op via indicatie / ICPC: T93.0.
- Selecteer de indicatie: **Geneesmiddel interactie test - Digitalis Testplan**
- Kies achtereenvolgens als therapieschema 'Casus 5: Geneesmiddelinteractie + Dubbelmedicatie', als therapiecluster 'Cluster 5a' en het recept met hydrochloorthiazide.
- Schrijf dit recept voor door op het groene icon  te klikken en klik op de knop Terug naar dossier linksonder.

Analyse Prescriptor

Start vervolgens Prescriptor weer opnieuw op met indicatie T93.0.

- Het geneesmiddelinteractiesignaal **[M]** verschijnt voor de recepten enalapril en lisinopril (**3.2#1**).
- Dubbel-medicatiesignaal **[D]** voor het recept met hydrochloorthiazide (**3.2#2**).
- Klik op het medicatiebewakingssignaal links **[M]** bij lisinopril:

[M]	LISINOPRIL TABLET 10MG	90 ST	1 maal per dag 1 tablet
MFB	RAAS-remmers + Diuretica HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG - LISINOPRIL TABLET 10MG		

- Klik vervolgens rechts op het tekst icon  en vergewis dat de volgende tekst verschijnt (**3.2#3**):

RAAS-remmers + Diuretica

De bloeddruk kan plotseling dalen bij TOEVOEGING van een RAAS-remmer aan een diureticum. Andersom, bij toevoeging van een diureticum aan een RAAS-remmer, is de interactie niet relevant en zijn geen bijzondere maatregelen nodig.

- TOEVOEGING RAAS-remmer aan THIAZIDEDIURETICUM
 - staak thiazidediureticum tijdelijk (2 dagen) alvorens de RAAS-remmer te starten
 - OF verlaag de startdosering RAAS-remmer
 - vertel de patiënt dat duizeligheid of flauwvallen kan worden voorkomen door de eerste dagen de RAAS-remmer 's avonds zittend in te nemen en niet plotseling op te staan
 - geef interactiefolder I-06 mee
- TOEVOEGING RAAS-remmer aan LISDIURETICUM

Tijdelijk staken van het lisdiureticum is NIET gewenst bij hartfalen omdat de patiënt dan snel en in hoge mate vocht kan vasthouden en soms moet worden opgenomen

 - verlaag de startdosering RAAS-remmer

3.3 Casus 5c - pseudo-dubbelmedicatie [D] - mogelijk rationeel

Bij pseudo-dubbelmedicatie is er sprake van geneesmiddelen met verschillende werkzame stoffen, maar met een vergelijkbare farmacotherapeutische werking.

Patiëntcontext

Leeftijd: 28 jaar
 Geslacht: V
 Allergie(ën): geen
 Contra indicatie(s): geen
 Actueel geneesmiddelgebruik: Temazepam capsule 20mg (1d1c zn vs)
 ICPC: P74.0 - Angststoornis/angsttoestand

Vorbereiding

- Maak een testpatiënt aan in het dossier: vrouw 28 jaar zonder allergieën en contra indicaties.
- Start Prescriptor met indicatie / ICPC P74.0.
- Selecteer de indicatie: **Pseudo dubbelmedicatie test - Digitalis Testplan**
- Kies achtereenvolgens bij het therapieschema 'Casus 5c: pseudo dubbelmedicatie', bij therapiecluster 'Vorbereiding Cluster 5c' en recept met temazepam.
- Schrijf dit recept voor door op het groene icon  te klikken en klik op de knop Terug naar dossier linksonder.

Analyse Prescriptor

- Start vervolgens Prescriptor weer op met dezelfde indicatie: P74.0.
- Navigeer naar het therapiecluster 'Casus 5c'.
- Vóór beide recepten in het therapiecluster 'Casus 5c' wordt het dubbelmedicatiesignaal **[D]** getoond (**3.3#1**).
- Klik op dit signaal, bijvoorbeeld voor het recept met oxazepam:

[D]	OXAZEPAM TABLET 10MG	10 ST	3-4 maal per dag 1 tablet zo nodig
Dubbelmedicatie		TEMAZEPAM CAPSULE 20MG - OXAZEPAM TABLET 10MG 	

- Als het document-icon  wordt aangeklikt opent een venster met extra informatie, in dit geval over het dubbel-medicatiebewakingssignaal. Hierin staat in dit geval het volgende over dubbelmedicatie: **Gelijktijdig gebruik kan rationeel zijn (3.3#2)**:

Dubbelmedicatie

Volgens de medicatiehistorie heeft de patiënt nog een geneesmiddel in gebruik met een gelijkgerichte werking, maar een andere werkzame stof. Gelijktijdig gebruik kan rationeel zijn.

Is het geneesmiddel met gelijkgerichte werking, maar andere werkzame stof de bedoeling?

- Zo nee, schrijf het bedoelde middel voor
- Zo ja,
 - informeer de patiënt over het nieuwe geneesmiddel
 - als het oude geneesmiddel niet gestopt moet worden: let zo nodig op de dosering van de combinatie

3.4 Casus 5d - pseudo-dubbelmedicatie **[D]** - niet rationeel

Laatste voorbeeld van het dubbelmedicatiesignaal.

Patiëntcontext

Leeftijd: 18 jaar
Geslacht: M

Allergie(ën): geen
Contra-indicatie(s): geen
Actueel geneesmiddelgebruik: Budesonide aerosol 200ug/do 200do inh (2d1l)
ICPC: R96.0 - Astma

Vorbereitung

- Maak een testpatiënt aan in het dossier: man 18 jaar zonder allergieën en contra-indicaties.
- Start Prescriptor met indicatie / ICPC R96.0.
- Selecteer de indicatie: **Pseudo dubbelmedicatie test - Digitalis Testplan**
- Kies achtereenvolgens bij het therapieschema 'Casus 5d: Pseudo Dubbelmedicatie', therapiecluster 'Vorbereitung Casus 5d' naar het recept met budesonide.
- Schrijf dit recept voor door op het groene icon  te klikken.
- Klik op de knop Terug naar dossier onderin het scherm.

Analyse Prescriptor

- Start vervolgens Prescriptor weer op met dezelfde indicatie: R96.0.
- Kies het therapiecluster 'Casus 5d'.

PRESCRIPTOR

 Richtlijnen (2)
  Tuisarts.nl (12)
  Patiënt afbeeldingen (1)
 Medicatiebegeleiding

R96.0 - Astma 

Indicaties (1) Verbergen ▲

 Pseudo Dubbelmedicatie - Digitalis Testplan

Therapie schema's (1) Verbergen ▲

 Casus 5d: Pseudo Dubbel medicatie

Therapie clusters (2) Eigen keuze

Vorbereitung Casus 5d  

 Casus 5d  

Alert	R/	d.	S.
	BECLOMETASON AER 50UG/DO 200DO EXTRAFYN AUTOH	200 DO	2 x per dag 1 inhalatie 

- Vóór het recept in het therapiecluster 'Casus 5d' wordt het dubbelmedicatiesignaal **[D]** getoond (**3.4#1**).
- Klik op dit signaal bij het recept met beclometason:

Alert	R/	d.	S.
D	BECLOMETASON AER 50UG/DO 200DO EXTRAFYN	200 DO	2 x per dag 1 inhalatie
Dubbelmedicatie BUDESONIDE AEROSOL 200UG/DO 200DO INH - BECLOMETASON AER 50UG/DO 200DO EXTRAFYN AUTOH			

- Als het document-icon wordt aangeklikt opent een venster met extra informatie over het dubbel-medicatiebewakingssignaal. Hierin staat in dit geval het volgende over dubbelmedicatie: **Gelijktijdig gebruik is mogelijk niet rationeel (3.4#2):**

Dubbelmedicatie ✕

Volgens de medicatiehistorie heeft de patiënt nog een geneesmiddel in gebruik met een gelijkgerichte werking, maar een andere werkzame stof. Gelijktijdig gebruik is mogelijk niet rationeel.

Is het geneesmiddel met gelijkgerichte werking, maar andere werkzame stof de bedoeling?

- Zo nee: schrijf het bedoelde middel voor
- Zo ja:
 - informeer de patiënt over het nieuwe geneesmiddel
 - als het oude geneesmiddel niet gestopt moet worden: let zo nodig op de dosering van de combinatie

3.5 Casus 6 - contra-indicatie C

Patiëntcontext

Leeftijd:	28 jaar
Geslacht:	V
Allergie(ën):	geen
Contra-indicatie(s):	Astma (1347)
Actueel geneesmiddelgebruik:	geen
ICPC:	K86.0 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

Vorbereiding

- Maak een testpatiënt aan in het dossier: vrouw 28 jaar zonder allergieën.

- Leg bij deze vrouw de contra-indicatie Astma vast in het dossier.

Analyse Prescriptor

- Start vervolgens Prescriptor op met de indicatie: K86.0.
- Selecteer de indicatie: **Contra indicatie test - Digitalis Testplan**
- Het signaal voor contra-indicatie  verschijnt nu voor het recept met metoprolol (3.5#1).
- Klik op het medicatiebewakingssignaal  voor het recept met metoprolol:

Alert	R/	d.	S.
	METOPROLOL TABLET MGA 50MG (SUCCINAAT)	30 ST	1 maal per dag 1 tablet
Contraindicatie ASTMA/COPD: BETABLOKKERS, SELECTIEF 			

- Klik vervolgens op het tekst icon  aan de rechterkant (3.5#2):

Contraindicatie

Selectieve β -blokkers kunnen in hogere dosering bij patiënten met astma of COPD bronchoconstrictie veroorzaken.

Advies

- schrijf een alternatief voor volgens de vigerende richtlijnen
- indien een alternatief niet mogelijk is: combineer de selectieve β -blokker met een β 2-sympathicomimeticum en/of ipratropium of tiotropium per inhalatie
- adviseer de patiënt om bij optreden van benauwdheid contact op te nemen
- bij optreden van bronchoconstrictie: staak het gebruik van β -blokkers

3.6 Casus 7 - allergie [A]

Patiëntcontext

Leeftijd: 41 jaar
Geslacht: M
Allergie(ën): Penicilline allergie (35)
Contra-indicatie(s): geen
Actueel geneesmiddelgebruik: geen
ICPC: R81.0 - Pneumonie

Vorbereiding

- Maak een testpatiënt aan in het dossier: Man, 41 jaar.
- Leg een penicilline allergie in het dossier vast bij deze patiënt.

Analyse Prescriptor

- Start vervolgens Prescriptor op met de indicatie: R81.0.
- Selecteer de indicatie: Allergie test - Digitalis Testplan
- Therapiecluster 'Casus 7'.
- Bij beide recepten verschijnt het medicatiebewakingssignaal voor allergie [A] (3.6#1);
- Klik op het medicatiebewakingssignaal [A] voor het recept met amoxicilline (3.6#2):

Alert	R/	d.	S.
[A]	AMOXICILLINE CAPSULE 500MG	15 ST	3 maal per dag 1 capsule
[A]	Allergieën PENICILLINES		sule

- Schrijf nu een van deze 2 recepten voor door op het groene plusje + te klikken.
- Het volgende scherm met een extra waarschuwing verschijnt (3.6#3):

Allergie waarschuwing


Pas op! Bij deze patient is een allergie voor PENICILLINES gemeld. Wilt u het voorschrift annuleren?

Annuleren
Toevoegen

- Controleer dat met de [Enter] toets het recept alsnog geannuleerd wordt (3.6#4).

3.7 Casus 8 - leeftijd [L]

Patiëntcontext

Leeftijd:	7 jaar
Geslacht:	M
Allergie(ën):	geen
Contra-indicatie(s):	geen
Actueel geneesmiddelgebruik:	geen
ICPC:	U71.0 - Cystitis/urinewegsinfecties

Vorbereiding

- Maak een testpatiënt aan in het dossier: Man, 7 jaar.

Analyse Prescriptor

- Start Prescriptor met de indicatie: U71.0
- Kies in de menubalk onderaan de pagina Praktijkinstellingen.
- Klik op het tabblad Selectiecriteria.

Praktijkinstellingen

Formulairumvoorkeuren
Selectiecriteria
Algemene voorkeuren

Indicaties	Therapie schema's	Therapie clusters	Recepten
☐ Contra-indicatie	☐ Contra-indicatie	☐ Contra-indicatie	☐ Contra-indicatie
☐ Allergie	☐ Allergie	☐ Allergie	☐ Allergie
☐ Leeftijd	☐ Leeftijd	☐ Leeftijd	☐ Leeftijd
☒ Geslacht	☒ Geslacht	☒ Geslacht	☒ Geslacht

Standaardwaarden

- Vink de selectiecriteria voor Leeftijd uit, bevestig met de knop Opslaan en klik op hier om terug te keren naar Prescriptor:

 De wijzigingen zijn opgeslagen. Klik [hier](#) om terug te keren naar Prescriptor.

Opslaan Annuleren

- Selecteer de indicatie: **Leeftijd Test - Digitalis Testplan**
- Vóór het recept met doxycycline staat nu het medicatiebewakingssignaal m.b.t. de leeftijd: **[L] (3.7#1)**.
- Klik op het medicatiebewakingssignaal **[L]**, een rode balk met 'Leeftijd' verschijnt (**3.7#2**).

Alert	R/	d.	S.
[L]	DOXYCYCLINE DISPRTABLET 100MG	8 ST	1 maal per dag 1 tablet in water oplossen Eerste de
Leeftijd Leeftijd jonger dan 8 jaar (tetracyclines)			

- Klik vervolgens op het tekst icon  aan de rechterkant (**3.7#3**):

Leeftijd 

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 8 jaar. Het middel kan het gebit irreversibel verkleuren en de snelheid van de lengtegroei vertragen.

Deze casus illustreert de voorkeur in Prescriptor om de selectiecriteria voor leeftijd standaard

aan te vinken zodat deze recepten actief worden verborgen.

- Zet de praktijkinstellingen tot slot dan ook weer op de standaardwaarden zodat de eerder getoonde recepten verdwijnen (3.7#4).
- Keer terug naar Prescriptor en stel vast dat de recepten nu niet (meer) worden getoond (3.7#5):

3.8 Casus 9 - opiumwet [O]

Patiëntcontext

Leeftijd: 43 jaar
 Geslacht: M
 Allergie(ën): geen
 Contra-indicatie(s): geen
 Actueel geneesmiddelgebruik: geen
 ICPC: A01.0 - Gegeneraliseerde pijn

Analyse Prescriptor

- Start vervolgens Prescriptor op met de indicatie: A01
- Selecteer de indicatie: Opiumwet test - Digitalis Testplan
- Vóór de recepten in dit cluster staat het medicatiebewakingssignaal [O] wat betekent dat het middel onder de opiumwet valt (3.8#1).
- Klik op het medicatiebewakingssignaal [O]:

Alert	R/	d.	S.
[O]	FENTANYL PLEISTER 100UG/UUR	3 ST	2-3 maal per week 1 ple
	Opium		
[O]	MORFINE TABLET MGA 100MG (SULFAAT)	30 ST	2 maal per dag 1 tablet

- Een rode balk met 'Opium' verschijnt (3.8#2).

4 Contact & support

Mocht u naar aanleiding van dit Testplan vragen hebben, neem contact op met de Servicedesk van Digitalis. De Servicedesk behandelt vragen, opmerkingen, informatie en klachten over EVS Prescriptor en het voorliggende Testplan & Validatie. De Servicedesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer 020-575 46 60. Tijdens en buiten deze uren kunt u een mail sturen naar prescriptor@digitalis.nl.